



METROLOGY & CONSULTANT, S.A. DE C.V.
Servicios de calibración, consultoría y capacitación



Monterrey N.L. 04-Julio-2017

Boletín Informativo.

Los medidores de pH únicamente pueden ser calibrados por el usuario final, antes de cada prueba. Debido a que el electrodo se contamina.

Y cabe mencionar que esto ,no es ocasionado por laboratorios externos.

Debido a lo mencionado anteriormente un Auditor no debe solicitar un informe de calibración de un medidor de pH.

Por lo que es necesario utilizar materiales de referencia certificados para llevar a cabo dicha calibración.

Consultar cualquier documento referente a medidores de pH